

CUCHILLETES DESECHABLES DE GRAN PRECISION CON TAPAS DE PROTECCION



Varias geometrías y tamaños –
igualmente perfectos
en crear la incisión.

Catarata
Retina
Glaucoma
LRI



La única tecnología de amoladura determina las características excepcionales de los **cuchilletes desechables Rumex**:

- Un perfil de exquisita fineza facilita el corte y contribuye a reepitelización
- Superficie suave y satinada con un efecto anti-reflejante
- Agudeza sobresaliente para penetración y retirada suave
- Diseño óptimo de biseles facilita inmersión controlada y rendimiento táctil continuo
- Incisiones esclerales y corneales estancas con predecibilidad absoluta
- Durabilidad sobresaliente

Cuchilletes Incisión Lateral

incisiones iniciales stab

bisel doble

SP-15	1.00 mm, 15°, Recto
SP-30	1.00 mm, 30°, Recto
SP-45	1.00 mm, 45°, Recto



Cuchilletes de Paracentesis

paracentesis/incisiones laterales

bisel doble

PK-11	1.10 mm, Angulado
-------	-------------------



Cuchilletes Slit

incisión principal (túnel)

bisel simple

SL-15	1.50 mm, Angulado
SL-16	1.65 mm, Angulado
SL-18	1.80 mm, Angulado
SL-22	2.20 mm, Angulado
SL-24	2.40 mm, Angulado
SL-26	2.65 mm, Angulado
SL-27	2.75 mm, Angulado
SL-28	2.80 mm, Angulado



Cuchilletes Crescent

disección lamelar/túnel escleral para formación de flap

bisel simple

CR-20	2.00 mm, Angulado
-------	-------------------



Cuchilletes Trapezoidales

incisiones córnea clara

bisel simple

TR-10	1.2-1.4 mm, Angulado
TR-17	1.5-1.7 mm, Angulado



Cuchilletes Córnea Clara

incisiones córnea clara

bisel doble

CC-22	2.20 mm, Angulado
CC-24	2.40 mm, Angulado
CC-26	2.65 mm, Angulado
CC-27	2.75 mm, Angulado



Cuchilletes Córnea Clara con Indicadores de profundidad

incisiones principales con indicadores de profundidad

bisel doble

CCD-22	2.20 mm, Angulado
CCD-24	2.40 mm, Angulado
CCD-26	2.65 mm, Angulado
CCD-27	2.75 mm, Angulado



Cuchilletes Preseteados

creación de canales/Incisiones relajantes limbares

multifacético

PD-60	Profundidad de 600 µm
-------	-----------------------



Cuchilletes MVR

penetración al segmento posterior/
incisiones laterales

multifacético

VRS-19	19 Ga, Recto
VRS-20	20 Ga, Recto
VRS-23	23 Ga, Recto
VRA-19	19 Ga, Angulado
VRA-20	20 Ga, Angulado
VRA-23	23 Ga, Angulado



Todos los cuchilletes son protegidos con tapas de seguridad y suministrados en cajas de 6 unidades.

Caja de 6 unidades

Cuchilletes Incisiones Laterales

SP-15	1.00 mm, 15°, Recto	Bisel doble
SP-30	1.00 mm, 30°, Recto	Bisel doble
SP-45	1.00 mm, 45°, Recto	Bisel doble

Cuchilletes Paracentesis

PK-11	1.10 mm, Angulado	Bisel doble
-------	-------------------	-------------

Cuchilletes Slit

SL-15	1.50 mm, Angulado	Bisel simple
SL-16	1.65 mm, Angulado	Bisel simple
SL-18	1.80 mm, Angulado	Bisel simple
SL-22	2.20 mm, Angulado	Bisel simple
SL-24	2.40 mm, Angulado	Bisel simple
SL-26	2.65 mm, Angulado	Bisel simple
SL-27	2.75 mm, Angulado	Bisel simple
SL-28	2.80 mm, Angulado	Bisel simple

Cuchilletes Crescent

CR-20	2.00 mm, Angulado	Bisel simple
-------	-------------------	--------------

Cuchilletes Trapezoidales

TR-10	1.2-1.4 mm, Angulado	Bisel simple
TR-17	1.5-1.7 mm, Angulado	Bisel simple

Cuchilletes Córnea Clara con Indicadores de profundidad

CC-22	2.20 mm, Angulado	Bisel doble
CC-24	2.40 mm, Angulado	Bisel doble
CC-26	2.65 mm, Angulado	Bisel doble
CC-27	2.75 mm, Angulado	Bisel doble

Cuchilletes Córnea Clara

CCD-22	2.20 mm, Angulado	Bisel doble
CCD-24	2.40 mm, Angulado	Bisel doble
CCD-26	2.65 mm, Angulado	Bisel doble
CCD-27	2.75 mm, Angulado	Bisel doble

Cuchilletes Preseteados

PD-60	Profundidad de 600 µm	Multifacético
-------	-----------------------	---------------

Cuchilletes MVR

VRS-19	19 Ga, Recto	Multifacético
VRS-20	20 Ga, Recto	Multifacético
VRS-23	23 Ga, Recto	Multifacético
VRA-19	19 Ga, Angulado	Multifacético
VRA-20	20 Ga, Angulado	Multifacético
VRA-23	23 Ga, Angulado	Multifacético

Otras medidas estarán disponibles por pedido