

LH

instrumental

— 35 años —



# UNIDAD DE REFRACCIÓN VS-2000



## DETALLES TÉCNICOS:

- **Tamaño de la base:** 39 pulgadas x 32 pulgadas (1000 mm x 800 mm)
- **Tamaño de la mesa:** 33 pulgadas x 16 pulgadas (840 mm x 405 mm)
- **Tres fuentes recargables**
- Brazo para refractor
  - (a) Rango de carga ajustable: 8 libras a 20 libras. (3.6Kg a 9Kg)
  - (b) Rango de ajuste vertical: 12 pulgadas (405 mm)
- Ángulo de rotación de la mesa: 90°
- Rotación Silla: ± 90 °
- Ángulo de reclinación de la silla: 165°

- Altura de la silla: 20 pulgadas ~ 25 pulgadas (500 mm ~ 640 mm)
- Rango ajustable del reposacabezas: 4 pulgadas (100 mm)
- Lámpara LED: 12V (El brillo es ajustable)
- Voltaje: 110 / 220V (Cambie el voltaje libremente)
- Peso: 485 libras (220 kg)




Silla giratoria



Silla reclinable



Apoyacabezas ajustable



Mesa deslizable



Consola de control



Tres fuentes recargables



Brazo de refractor



Interruptor para control de la silla